

高純度活性化HClOによる


PERFECT PERIO

特許出願中

パーフェクトペリオシステム

「パーフェクトペリオ」は野口歯科医学研究所株式会社が研究・開発した製品です。

パーフェクトペリオ
生成装置
¥2,680,000(税別)



液晶ディスプレイパネル(タッチ式)



自動開閉装置搭載

パーフェクトペリオ
生成溶液(1 Liter入り×4本)
¥31,200(税別)



パーフェクトペリオパレット
100部(A5 8P) ¥18,000(税別)

■装置仕様

- | | |
|-------------------------|--|
| 【品名】パーフェクトペリオII | 【電解方法】無隔膜式電解 |
| 【型式】FRX-250 | 【生成能力】330ml/分(標準) |
| 【外形寸法】350W×455D×753(mm) | 【電解性能】有効塩素 Lowレンジ: 200mg/kg
Midレンジ: 700mg/kg
Hiレンジ: 1000mg/kg
pH7.0~8.0 |
| 【本体重量】約20Kg | 【採水量】自動採水 250ml/回、500ml/回の2段階切替
手動採水 |
| 【定格電圧】AC100V | 【採水時間】Midレンジで、500ml採水の場合 約90秒 |
| 【定格電流】3.0A | 【電極洗浄方法】30分毎の極性転換による自動洗浄 |
| 【消費電力】約200W | 【専用原液】別売 1ケース(1L容器×4本入) |
| 【周波数】50/60Hz | 【規格】電気用品安全法 電気用品の技術基準に適合 |
| 【使用周囲温度】5~40℃ | |
| 【使用周囲湿度】0~85% | |
| 【設置場所】屋内 | |
| 【使用希釈水】純水 | |
| 【給水水温】5~40℃ | |

■「パーフェクトペリオ」は野口歯科医学研究所株式会社の登録商標です。■

パーフェクトペリオ生成装置

- 本器は医療機器ではありません。
- 本器は希釈水として、純水をご使用下さい。
- 仕様及び外観は、製品改良の為に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ご使用に際しては製品取扱説明書(製品の添付文書)を必ずお読み下さい。
- このカタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。

発売元

NDR 野口歯科医学研究所株式会社

TEL:0285-39-1181 www.n-d-r.co.jp
〒323-0804 栃木県小山市豊橋731-3
FAX:0285-39-1183 E-mail:info@n-d-r.co.jp

販売元・お問い合わせ

SHIROKUSU 株式会社 城楠歯科商会

※お問い合わせ時間:9:00~18:00(土・日・祝は除く)
TEL:03-3829-2221 www.shirokusu.co.jp
〒130-0012 東京都墨田区太平1-9-5
FAX:03-3829-2618 E-mail:direct@shirokusu.co.jp

製造元

Aoi 英エンジニアリング株式会社

TEL:055-984-4321 www.aoieng.co.jp
〒411-0824 静岡県三島市長伏258-5
FAX:055-977-1422