

《口腔内撮影用鏡 トゥルースミラー》



Truth Mirror

すばやく9枚。



この9枚法写真は、45秒で撮りました。


(DVDマニュアルに記録動画を収録)



Truth Mirror 《口腔内撮影用鏡》

トゥルースミラーは、機能性と効率性を追求した両面ミラーです。その有機的なフォルムは口腔内にスムーズに入り、対象を的確に映します。4つの反射エリアを使って、咬合面以外をこの1枚で撮影できます。

9枚法写真撮影手順




仕様


材質・仕上げ	SUS304ステンレス板・ロジウムメッキ仕上げ(両面ミラー)	
サイズ	L(一般用)	約175×49mm
	M(やや小さめ)	約158×44mm
	S(小さめ、小児・矯正用)	約157×40mm

品目・標準価格 (税別)

スタートセット	L・Mサイズ各1枚入り	33,000円
	ミラーガード・保管袋・DVDマニュアル付き	
Lサイズ単体	ミラーガード・保管袋・DVDマニュアル付き	18,000円
M・Sサイズ単体	ミラーガード・保管袋・DVDマニュアル付き	各17,000円
オプション		
保管袋(L, M)	鏡面に優しい高性能不織布使用	各3,000円(5枚)
	高温高圧滅菌可(135℃以下, 121℃ 20分など)	
ハイグレード保管袋(F, L, M)	厚手綿袋の内側に高性能不織布を重ねた高耐久タイプ	各1,500円
	高温高圧滅菌可(135℃以下, 121℃ 20分など)	
	F(フリー)は大きめの汎用サイズ	
ミラーガード	ミラーを浮かせて鏡面を擦り傷から保護	500円(5個)



スタートセット



保管袋 / ハイグレード保管袋



ミラーガード

Lサイズ原寸


Mサイズ原寸

Sサイズ原寸

◎医療機器届出番号 13B2X100300000004

◎一般医療機器

登録番号 1336978



ご注意 使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

発売元 **Dentronics** 株式会社 **デントロニクス**
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15 TEL(03)3209-7121 FAX(03)3232-6764
www.dentronics.co.jp

販売元 **dentr●chemical** 株式会社 **デントロケミカル**
〒198-0023 東京都青梅市今井3-2-12 TEL(0428)30-7450 FAX(0428)30-7460
www.dentrochemical.co.jp (医療機器製造販売業13B2X10030)

◎写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。
◎仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。