

エアフローパウダー  
ペリオ ソフト



**EMS**  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

歯面研磨材

# エアフローパウダー ペリオ ソフト

ボトルタイプ

エアフローパウダーに  
新しい仲間が増えました。

AIR-FLOW  
SUBGINGIVAL  
PERIO

AIR-FLOW  
POLISHING  
SOFT



炭酸水素ナトリウム(重曹炭酸水素ナトリウム)  
配合の「エアフローパウダー」にグリシン配合の  
ソフトとペリオパウダーが仲間入りしました。



エアフローパウダー  
レモン味  
ボトルタイプ  
同時発売

SHOFU INC.

# AIR-FLOW SUBGINGIVAL PERIO AIR-FLOW POLISHING SOFT

## ペリオ

- 歯肉付近の歯面やインプラント周辺の清掃
- バイオフィルムの除去



成分  
グリシン  
(95%以上配合)

平均粒径  
25 $\mu$ m

## ソフト

- 軽度のステイン除去
- 矯正装置周辺の清掃



成分  
グリシン  
(95%以上配合)

平均粒径  
65 $\mu$ m


### 主成分「グリシン」って？

グリシンはアミノ酸の一種で、コラーゲンなどに多く含まれています。甘みがあり、食品添加物として広く用いられています。

### 清掃力の違い

レモン味の炭酸水素ナトリウム(重炭酸水素ナトリウム)に比べてグリシンの清掃力は低く、歯面は滑沢に仕上がります。

レモン味を100としたときの清掃力の比較



### 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
エアフローパウダー	歯面研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000212

### 包装・価格・色調



### エアフローパウダー ポトルタイプ

- 【内容】ソフト(200g).....¥4,300
- ペリオ(120g).....¥3,000
- レモン味(300g).....¥4,000




歯面清掃用粉材  
エアフローパウダー  
●包装・価格/レモン味40g×20袋  
¥9,700

※エアフローパウダーのソフトとペリオはポトルタイプのみでの取扱いになります。

### 関連商品



電動式歯面清掃用装置  
**エアフロー-SI**  
ソリッド  
一式 ¥330,000



歯科用多目的超音波治療器  
**エアフロー-SII**  
ソリッド  
一式 ¥530,000

取扱い店

ご使用の際は添付文書をよく読んでお使いください。

記載の価格は2010年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>