

Grossmanの処方に基づいた根管充填シーラー

誰が練っても、いつも 同じ仕上がり。



軽く練和するだけで
根管充填に適した
ペーストが得られます。



歯科用根管充填シーラー

ニシカヤブールシーラー®

管理医療機器 ●包装/ダブルシリンジ1本 [A材:2.6g(2.5mL)/B材:6.8g(2.5mL)] ●標準価格/9,900円

選べる口腔内硬化時間

ユージノール系 ノーマル E-N

医療機器認証番号: 221AABZX00017000



約30分

ユージノール系 クイック E-Q

医療機器認証番号: 221AA9ZX00016000



約10分

ニシカキャブルシーラーはGrossmanの処方をもとにしたユージノール系のペーストタイプ根管充填シーラーです。

[組成] ユージノール、ロジン、エステルガム、オリーブ油、酸化亜鉛、次亜酸ビスマス、その他(ユージノール系クイックE-Qのみ)

誰が練っても、いつも同じ仕上がり。

適量押し出して、軽く練和するだけで、根管充填に適したペーストが得られます。

- ① 適量押し出す
- ② 軽く練和する
- ③ 根管充填に適したペースト



必要な量を無駄なく採取可能。

ダブルシリンジ先端は細口のセパレートノズルになっており、根管充填に必要な量だけ採取できるので無駄なく経済的です。



1根管の充填に十分な量を約**150回**採取可能



(写真は原寸大)

選べる口腔内硬化時間。

口腔内硬化時間(根管充填ポイントが抜けなくなるまで硬化する時間)が異なる2種類からお選びいただけます。



ユージノール系
ノーマル E-N 約**30分**

ユージノール系
クイック E-Q 約**10分**

●販売店名

TD 株式会社 滝沢 歯科 器械 店

〒386-0014 上田市 木下町1-20-4

☎0268-27-3351 FAX0268-27-9307

E-mail tdcueda@ruby.ocn.ne.jp

http://takizawa-dentalnet.com/

NISHIKA Nippon Shika Yakuhin Co., Ltd.