


充填のしやすさと シャープな硬化で、窩洞をしっかり封鎖。

口腔内の水分で硬化する水硬性仮封材のメリットはそのままに、さらに使いやすくなって、新登場。



充填中



充填後



一週間後

水硬性仮封材

キャビトンEX

NEW

色調は、ホワイト、アイボリー、ピンクの選べる3タイプ。



水硬性仮封材

キャビトンがさらに使いやすくなりました。

水硬性仮封材のメリットはそのままに、
さらに充填から除去までの使いやすさとシャープな硬化性を実現しました。

1
充填

充填しやすい!

歯質に粘着しやすく
インスツルメント離れが良好



ペーストのベタ付きを抑えることによりインスツルメント離れが良好で、ストレスを感じることなく充填が行えます。

2
仮封

良好な辺縁封鎖性!

シャープな硬化で
物性が早期に安定



初期の硬化がキャビトンよりシャープで早期に物性が安定するため、耐摩耗性が向上し、良好な辺縁封鎖性が得られます。

3
除去


除去しやすい!

硬くなりすぎない適度な
強度をキープ



充填後3日で強度が安定。除去しやすい強度をキープします。

■ キャビトンEXの硬化特性



Others



良好な保存性

従来品と比べ湿気に強く、開封から使いきるまでの保存性を向上させています。

※採取後はすぐに密栓してください。

カラーバリエーションは選べる全3色

従来のホワイト、ピンクに加え、新たに歯冠色に近いアイボリーを追加。症例に応じて、全3色からお選びいただけます。



ホワイト



アイボリー



ピンク



水硬性仮封材 キャビトンEX

色調 3色=ホワイト、アイボリー、ピンク

包装 1歯=30g……¥970

管理医療機器 221AABZX00131000

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※臨床写真は製品の性能を保証するものではありません。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実験データは、2009年11月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ

東京都板橋区鎌沼町76-1 〒174-8585

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
フリーダイヤル ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286