

Quick mini burner

SDクイック ミニバーナー

全て国内製造の強みを生かした
万全のアフターサービス!

¥9,800 (税別)



横置きスタンド

セット内容



オールラウンドに使えるハンディートーチ



横にしての使用例

チェアーサイドにてバイトワックスの軟化が行える。




歯肉形成の使用例

口ウ義歯の歯肉形成が行える。



ブリッジのロウ着使用例

小さいブリッジのロウ着は机の上で移動せずに行える。



ロウ着使用例

大容量
お徳用サイズ!



160mm

66mm

詰替え用ボンベ(220g)

¥980 (税別)

仕様

| | |
|------|---------------|
| 重さ | 290g |
| 燃焼時間 | 約35分 |
| 火炎温度 | 1,100℃~1,200℃ |

⚠ 注意事項

- ※本製品を寝かせて使用する場合は、ワックスが火口に落ちないようにご注意ください。故障の原因になります。
- ※ボンベの注入時間は入れすぎるとガスが液化する為、故障の原因になります。(約5秒間が目安です)
- ※炎が高温の為、(1,100℃~1,200℃)特に下に向けて使用した場合火口本体部分が高温になるため、火傷に注意してください。

販売元 **SD サンデンタル株式会社**

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目12番1号
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号

<http://www.sundental.jp>

TEL: 06-6245-0950 FAX: 06-6245-7690
TEL: 03-3836-9347 FAX: 03-3836-2090
TEL: 092-482-2318 FAX: 092-482-2339

製造元

有限会社 秋山歯科器具製作所