



SUPER  
GOLD *Pt* rosé

DENTAL CASTING GOLD ALLOY

患者さまにご満足いただける補綴物。まずは色選びからこだわってみませんか。



スーパーゴールド Ptロゼは、温かみある黄金色に設計した  
パラジウムフリータイプの白金加金です。

温かみある色合いは、患者さまにもご満足いただける最終補綴物を提供いただけます。

歯科鑄造用金合金 タイプ4(白金加金)

スーパーゴールド Ptロゼ

SUPER  
GOLD

**FF**  
rosé


## ■ 温かみのあるゴールド色の白金加金

口腔内で調和のとれるゴールド色は、患者さまにも納得いただける最終補綴物を提供いただけます。



## ■ パラジウム、スズ無配合

パラジウム・スズに対して過敏症のある患者さまにもご使用いただけます。



## ■ バランスのとれた物理的特性

鋳造後も硬化熱処理後とほぼ同等な物理的特性を有しています。

## ■ 鏡面光沢が容易に

均一な金属組織は、鏡面光沢を容易に得ることができます。



### 【成分】

成分	分量(W/W%)
金	72.5
白金	3.0
銀	7.0
銅	16.0
その他(亜鉛、イリジウム)	1.5

### 【物性】

液相点(°C)	920		
固相点(°C)	875		
特性	鋳造後	軟化後	硬化後
耐力(0.2%耐力)(MPa)	740	380	790
伸び(%)	8	42	6
硬さ(ピッカース硬さ)(HV0.5)	290	180	300
密度(g/cm <sup>3</sup> )	15.1		

※印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
スーパーゴールド Ptロゼ	歯科鑄造用金合金	管理医療機器 医療機器認証番号 220AIBZX00037000

用途

クラウン、ブリッジ、クラスプ、バー、全部床、局部床

包装・価格



歯科鑄造用金合金 タイプ4(白金加金)  
**スーパーゴールド Ptロゼ**

包装：10g (約1gペレット)  
価格：時価

関連商品



ハイブリッドタイプ前白歯対応冠用硬質レジン  
**セラマーシュセット スタンダード (8色セット)**

●包装・価格/セット ……¥173,000  
(8シェード:A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3)



無酸素吸引加圧方式自動鑄造機  
**アルゴンキャスター-AE**

●包装・価格/一式 ……¥2,050,000  
●付属品/アルゴンガスボンベ2、アルゴンガス調整器1、真空ポンプ2001、その他一式



急速加熱タイプ クリスタライト系埋没材  
**クリスタ タフDF**

●包装・価格/15kg(1.5kg×10) ……¥17,600  
エコノパック3kg(1.5kg×2) ……¥4,200



高温鑄造用りん酸塩系埋没材(床用)  
**スノーホワイト**

●包装・価格/粉 2.5kg ……¥3,300  
18kg ……¥17,200  
30kg ……¥26,500  
液 300mL ……¥1,500  
2L ……¥3,300



金合金用溶剤(微細化結晶)  
**スーパーゴールド溶剤-16**

●包装・価格/約1g(線状) ……時価



鑄造用金合金(微細化結晶)  
**スーパーゴールド(タイプ3,4)**

●包装・価格/10g(約1gペレット) ……時価



陶材焼付用金合金  
**ユニゴールドイエロー-BH**

●包装・価格/10g(約1gインゴット) ……時価



陶材焼付用金パラジウム合金(ノンシルバー)  
**オーロラ51**

●包装・価格/10g(約1gインゴット) ……時価



陶材焼付用金・パラジウム・銀合金  
**アポロ50**

●包装・価格/10g(約1gインゴット) ……時価

カタログに記載の価格は2008年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店

上田市材木町1-20-4  
有限会社 滝沢歯科器械店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)299-2332/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6252-8141/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

0807CEJSe