


毎日の臨床に役立つ お薦めの逸品


ウルトラデント EDTA18% (EDTA18%のスーマ層除去材)

① 高濃度


ウルトラデント EDTA18%は高濃度の EDTA 溶液で、根管壁に着いたスマア層を短時間で除去します。




医療機器承認番号：26B1X00013000006




イリゲーションなしで形成した根管壁。スマア層に覆われている。



次亜塩素酸ナトリウムを使用して拡大した根管壁。残存スマア層が確認できる。



次亜塩素酸ナトリウムと EDTA 溶液を併用した根管壁。象牙細管が確認できる。



左図の拡大図

他社の EDTA 溶液と比較 (当社比¹) して最も高濃度です。根管洗浄時間を短縮できます。

※¹市販されている EDTA 溶液は 3%または 14.3%濃度です。

② 経済性

ボトル接続型なので、材料の無駄が省けます。



ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2ml

ウルトラデント EDTA18%は他社の高濃度 EDTA 溶液と比較 (当社比²) して非常に経済的です。

※²他社の高濃度 EDTA 溶液と同量比較して約 20%安価です。



#124-JP - 20本
標準医院価格 ¥1,000

医療機器許可番号：26B1X00013

ナビチップ 30G 各種

② 互換性

使用するウルトラデント エンプティシリンジ 1.2ml は市販されているシリンジと比較 (当社比³) して安価です。また、取り替え可能な先端チップを合わせても安価です。



各サイズ - 20本
標準医院価格 ¥3,000

※³他社の根管用シリンジと比べ、チップを付けても約 75%安価です。

医療機器許可番号：26B1X00013

※商品のご用命は、本誌裏面の注文書をご使用ください。

