

## お薦めの逸品

### エクステンド・ア・ライフ

(ダイヤモンドバー クリーニングブロック)




#### ① 安全性

酸化アルミニウム製の石がダイヤモンドバーの目詰まりを掃除し、カーバイトバーに詰まったアクリル片を取り除きます。



目詰まりしたバーでの形成は発熱し、生活歯髄へ影響する可能性もあります。

すっかり目詰まりした、ダイヤモンドバー。  
2回のプレパレーションで、このくらい目詰まりします。



バーの寿命を延ばします。

12回プレパレーションを行った同じダイヤモンドバーをエクステンド・ア・ライフで掃除したもの。



#### ●使用方法

スプレー下でブロックを深さ3~4mm、約1~2秒間削ってください。必要に応じてプレパレーションごとに掃除してください。

#### ② 経済性

1パック 50個入り。  
※1個あたり、60円のコスト！！

#115-JP  
エクステンド・ア・ライフ (50個)  
標準医院価格：¥3,000



※商品のご用命は、本誌裏面の注文書をご使用ください。



## お薦めの逸品

注文方法：下記の申込書に必要個数をご記入の上、当社宛てに FAX 頂くか営業担当者にお渡しください。

商品番号	商品名	販売価格	個数
#115-JP	エクステンド・ア・ライフ 50個	¥3,000	

貴医院名	ご住所（お電話番号）
	TEL : ( )

※お申込書にご記入頂きました個人情報は、商品の案内などに利用させて頂き、その目的以外で第三者へ提供することはありません。

商品のご用命は：

株式会社 滝沢歯科器械店 担当 迄

本社	TEL : 0268-27-3351	ご注文 FAX : 0268-27-9307
----	--------------------	------------------------

●ホームページもご覧ください。

株式会社 滝沢歯科器械店

ULTRADENT JAPAN 株式会社

<http://www.takizawa-dentalnet.com>

<http://www.ultradentjapan.com>