

インターガード


(歯科用マトリックスバンド)

医療機器届出番号：26B1X00013000005

①守る Protect

研究によるとⅡ級窩洞の形成時には **50%以上**の確率で隣在歯の歯面を傷つけ、新たなカリエスの発生を偶発させると言われています。それは切削用回転器具の接触だけでなく、切削飛沫によっても発生しています。

ユニークな両端の巻部分を調節することで、歯間部へしっかり固定されます。



100 ミクロンのステンレスが隣在歯を守ります。



トンネル形成時、歯質とは色が異なるので、形成が容易です。

②安全 Safety



歯間離間用のリングを併用すれば、歯間離間が大きな形成時にも落下する事を防げます。



デンタルフロスを結べば万一の落下時に誤飲を防止できます。



③経済的 Economic

滅菌して繰り返し使用できるので、経済的です。

#3097-JP インターガード アソート 幅：大 5.5mm 小 4.0mm 10 個 (各 5 個) 標準医院価格：¥3,300	#4011-JP インターガード 4.0mm 幅：小 4.0mm 50 個 標準医院価格：¥110,00	#4012-JP インターガード 5.5mm 幅：大 5.5mm 50 個 標準医院価格：¥110,00
--	--	--

※商品のご用命は、本誌裏面の注文書をご使用ください。

毎日の臨床に役立つ お薦めの逸品

注文方法：下記の申込書に必要個数をご記入の上、当社宛てに FAX 頂くか営業担当者にお渡しください。

商品番号	商品名	販売価格	個数
#3097-JP	インターガードアソート バンド高：大 5.5mm、小 4.0mm (各 5 個)	¥3,300	
#351-JP	インターガード 4.0mm (50 個)	¥11,000	
#353-JP	インターガード 5.5mm (50 個)	¥11,000	

貴医院名	ご住所（お電話番号）
	TEL : ()

※お申込書にご記入頂きました個人情報、商品の案内などに利用させて頂き、その目的以外で第三者へ提供することはありません。

商品のご用命は：

株式会社 滝沢歯科器械店 担当 迄

本社	TEL : 0268-27-3351	ご注文 FAX : 0268-27-9307
----	--------------------	------------------------

●ホームページもご覧ください。

株式会社 滝沢歯科器械店

ULTRADENT JAPAN 株式会社

<http://www.takizawa-dentalnet.com>

<http://www.ultradentjapan.com>