

オラシールJ (口腔内用コーキング&パテ)

① 封鎖性

オラシールJは口腔内での防湿目的に開発されたコーキング&パテ材です。どんな湿潤下でも確実に患部を封鎖します。

医療機器許可番号：26B1X00013



塗れたラバーダム、  
歯肉・粘膜、歯牙や  
補綴物の何処へでも  
使用できます。



近心から浸潤



オラシールJで防湿



防湿が二次感染を防止

② 操作性

硬化しない<sup>(1)</sup>ので除去が容易です。  
また、無臭<sup>(2)</sup>なので口腔内での使用に不快感が  
なく、印象剤の硬化も阻害しません。

※<sup>1</sup>：水硬性の仮封材は除去に時間がかかります。

※<sup>2</sup>：シリコンベースな為、MMA 臭はありません。



印象採得時のブロックアウトに

③ 汎用性

細かな部位はフローに優れた  
コーキングを、  
大きな部位には耐性のある  
パテがお薦めです。



ブラケット接着時の防湿に  
(コーキングを使用)



印象採得時のブロックアウトに  
(パテを使用)

※商品のご用命は、本誌裏面の注文書をご使用ください。



## 毎日の臨床に役立つ お薦めの逸品

注文方法：下記の申込書に必要個数をご記入の上、当社宛てに FAX 頂くか営業担当者にお渡しください。

商品番号	商品名	販売価格	個数
#352-JP	オラシール J キット	¥3,800	
#351-JP	オラシール J コーキング リフィル 4本 (※チップ無)	¥3,000	
#353-JP	オラシール J パテ リフィル 4本 (※チップ無)	¥3,000	
#661-JP	ホワイトマックチップ 20個	¥1,200	

貴医院名	ご住所 (お電話番号)
	TEL : ( )

※お申込書にご記入頂きました個人情報は、商品の案内などに利用させて頂き、その目的以外で第三者へ提供することはありません。

商品のご用命は：

株式会社 滝沢歯科器械店 担当 \_\_\_\_\_ 迄

本社	TEL : 0268-27-3351	ご注文 FAX : 0268-27-9307
----	--------------------	------------------------

●ホームページもご覧ください。

株式会社 滝沢歯科器械店

ULTRADENT JAPAN 株式会社

<http://www.takizawa-dentalnet.com>

<http://www.ultradentjapan.com>