

POLUS

進化は止まらない。

beyond™ Whitening

実績が語る...
ビヨンドホワイトニング

歯科クリニックで行うホワイトニング・システム、
ビヨンドホワイトニングが新しく生まれ変わりました。

審美

完成された外観美

安全性

発熱抑制紫外線カット

多機能

10の多機能

強力パワー

最大160VA

beyond
POLUS



beyond™ Whitening

新しく生まれ変わったビヨンドホワイトニングライト

優れた審美性

従来のボール型を一新し、ホワイトニングライトのイメージを改革。RedとBlueの2色のカラーバリエーション。

安全が第一

強力ハロゲンでも、独自開発フィルターで発熱抑制。危ない紫外線(400nm以下)を完全にカット。

強力パワー

最大160VAの出力で、パワー50%アップ

多彩な機能

さらに進化をとげた10の機能を搭載

機能一覧

患者さんが 安心な機能	①ワイヤレスでスイッチがON/OFF
	②ワイヤレスで「ナースコール」
操作性が 一段とアップした タッチパネル	③パワーホワイトニング(多数歯用)とスポットホワイトニング(単数歯用)で用途拡大
	④3段階のモードで効率性アップ ■Gentle:95VA ■Normal:130VA ■Intense:160VA
	⑤累積使用時間表示
	⑥タイマー設定:0~20分を1分単位で表示
スムーズな ポジショニング	⑦一時停止:照射中の一時停止が可能
	⑧可動域360°のラジアルアーム
LED照射器	⑨電動式ライトヘッド
	⑩キュアリングライトとしても利用可能 ■スポットホワイトニング時 1100mW/cm ² ■キュアリングライト時 500mW/cm ²



ワイヤレス
スイッチ



タッチパネル



ラジアル
アーム



LED
照射器

仕様一覧

■電源	AC100~240V 50/60Hz
■出力電流	12V 15A
■光源	ハロゲン、LED
■波長域	ハロゲン 480-520nm、LED 400-500nm
■寸法	(高さ)収納時1110mm [最高 1300mm] (幅)370mm (奥行)450mm [最大アーム伸長域]1170mm
■重量	25kg



安全に関するご注意

- フェノール系消毒剤やアルコールを使用しないでください。
- 目を損傷する危険を避けるため、操作中に照射光を見ないでください。

■このカタログの記載内容は、2009年6月1日現在のものです。 ■使用および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。



POLUS

ビヨンドホワイトニングライト

標準小売価格

¥600,000 (税別)

医療機器製造販売届出番号
13B3X00128000015

株式会社JBA

〒153-0061 東京都目黒区中目黒4-8-5 藤井ビル6F

TEL: 03-5724-6601 FAX: 03-5724-0207 http: www.jbainc.co.jp